

SONDA SENGSTAKENA

Zgłębnik wprowadzany do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowany do doraźnego hamowania krwawienia z żyłaków przełyku. Służy do przejściowego opanowania krwotoków wywołanych przez żyłaki przełyku. Jego celem jest wykonanie bezpośredniego ucisku ogniska krwotocznego i zmniejszenie przepływu krwi przez zabezpieczenia wrotno-systemowe. Głównym zastosowaniem jest przy masywnych krwotokach, w których leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, endoskopia terapeutyczna zawodzi lub jest technicznie niemożliwe ze względu na brak widoczności.



Opis:


- Trójdrożna, wykonana z medycznego PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania.
- Balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)
- Balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk)
- Pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów.

Opis systemu:

- Elastyczna rurka z medycznego PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków
- Przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem
- Lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu
- Podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przezroczysty; przełyk - niebieski)
- Nadrukowana podziałka co 5 cm
- Jednorazowego użytku, opakowanie sterylne
- Metoda sterylizacji: tlenek etylenu.

BUDOWA WYROBU I UŻYTE MATERIAŁY:

Numer elementu	nazwa	materiał
1	Rurka	PCV (pomarańczowy)
2	Znacznik	poliamid
3	Balon (żółtkowy)	latex
4	Balon (przełykowy)	latex
5	Balonik kontrolny	PCV (przezroczyste), ABS, stal
6	Balonik kontrolny	PCV (niebieskie), ABS, stal
7	lejek	PCV (pomarańczowy)



REF	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	PRZEZNACZENIA
98251459	CH 14	105 cm	DLA DOROSŁYCH
98251659	CH 16	105 cm	DLA DOROSŁYCH
98251859	CH 18	105 cm	DLA DOROSŁYCH
98252159	CH 21	105 cm	DLA DOROSŁYCH
98271459	CH 14	65 cm	DLA DZIECI

Dystrybutor:

SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice



Producent:

ELECTROPLAST S.A. Servando Gómez
2440/60 C.P. 12100 Montevideo / Urugwaj

